

新型コロナウイルス唾液 PCR 検査の注意事項と唾液採取方法


新型コロナウイルスの感染防止策として、唾液 PCR 検査を行います。下記の注意事項を読んだうえで、唾液採取方法に従って唾液を採取してください。

【注意事項】

- 検査には、科学的な裏付けのある方法(リアルタイム RT-qPCR 定量法)を使用しますが、医療に繋がる判断には、認可施設での検査が必要です。検査陽性の場合は、医療機関を紹介しますので、必ず再検査を受けて下さい。
- 唾液検査のため、検査の 30 分前から飲食(飲水含む)・歯磨き・うがいを控えて下さい。30分に満たない場合は時間をおいて採取しますので、申し出て下さい。
- 必ずマスクを着用し、常に 2 m 程度の間隔を空けて下さい。
- 集合前、検査後には必ず手指消毒または手洗いを行って下さい。

【唾液採取方法】

- 図のようにプラスチック容器(コニカルチューブ)の中に、十分量の唾液を採取して下さい。



検査前は、飲食、歯磨き、うがいはしないでください